

仕 様 書

| | | |
|------|---|--|
| 調達物品 | 加熱気化水銀測定装置 日本インスツルメンツ社製、MA-3000 1式 | |
| | 測定方法 | 加熱気化測定 還元気化測定 |
| | 測定範囲 | 0.001ng～70,000ng |
| | 自動測定 | 前処理なしで可能 |
| | その他 | 制御データ処理装置 オプションユニット 還元気化ユニット(5ml) 圧力調整器 スウェーじロック |
| 納入場所 | 熊本県立大学環境共生学部南棟2階ガスクロマト室 | |
| 納入期限 | 平成27年3月31日(火) | |
| 特記事項 | ・購入後1年間のメーカー保証が付いていること。 ・見積には、機器の正常な作動を確実なものにするための試験調整、初回操作説明、配送・設置費用等の経費を含むものとする。 | |